

بن ماری

مدل: SBM22-AX

دفترچه راهنما



ضمن تشکر از حسن انتخاب آن مجموعه محترم به استحضار میرساند: دستگاه بن ماری مدل SBM22-AX ساخت شرکت نورصنعت تجهیز فردوس بر اساس استانداردهای جهانی، دارای کاربردهای مختلفی در آزمایشگاه های علوم پزشکی، علوم دارویی و آزمایشگاه های خاک می باشد.

شرکت نور صنعت تجهیز فردوس

راهنمای کار با کنترلر دستگاه:

با روشن کردن دستگاه، نمایشگر پس از نمایش مشخصات کنترلر به حالت **Run** در آمده و دستگاه با تنظیمات قبل شروع به کار خواهد کرد.

برنامه دهی

- جهت برنامه دهی در حال کار کردن دستگاه با فشار کلید به مدت ۳ ثانیه و شنیدن صدای بوق وارد فضای برنامه دهی شده، کلید را رها کنید. در فضای برنامه دهی سیستم به حالت **Stop** رفته و برنامه قبلی از اجرا باز می ماند و آماده برنامه جدید می باشد.

تنظیم دما

- در فضای برنامه دهی با چرخاندن ولوم روی منوی **Teap** رفته، کلید را یک لحظه فشار دهید. سپس با چرخاندن ولوم، دمای مورد نظر را روی نمایشگر تنظیم و با فشردن لحظه ای کلید به منوی **Teap** بازمی گردید.

تنظیم زمان

- در فضای برنامه دهی با چرخاندن ولوم روی منوی **Time** رفته، کلید را یک لحظه فشار دهید. سپس با چرخاندن ولوم، زمان مورد نظر را روی نمایشگر تنظیم و با فشردن لحظه ای کلید به منوی **Time** بازمی گردید.

اجرای برنامه

- پس از اتمام تنظیمات برای خروج از فضای برنامه دهی و اجرای برنامه جدید، کلید را به مدت ۳ ثانیه فشرده و با شنیدن صدای بوق کلید را رها نمایید. نمایشگر **Run** نمایش داده و برنامه جدید اجرا خواهد شد.
- در حال اجرای برنامه با فشردن لحظه ای کلید نمایشگر مقادیر **Set** شده دما و زمان باقی مانده را پشت سر هم نمایش داده سپس مجددا دمای جاری را نمایش خواهد داد.

- چنانچه در برنامه دهی تایمر عدد دهی شده باشد، چراغ تایمر روشن شده پس از رسیدن دما به مقدار Set شده، چراغ تایمر شروع به چشمک زدن نموده با اتمام زمان تایمر بوق اتمام تایمر به صدا درآمده، نمایشگر End نمایش داده و دستگاه از کار باز خواهد ماند.
- برای شروع مجدد کار با دستگاه می بایست تایمر دوباره عدد دهی گردد. زیرا با اتمام برنامه قبلی مقدار آن صفر شده است.

نور صنعت تجهیز فرانس

وب سایت: www.noorsanattajhiz.com

آدرس الکترونیکی: noorsanattajhiz@yahoo.com

noorsanattajhiz@gmail.com